



ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជំហានទី ១ និងដោះស្រាយបន្ទាន់

ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជំហានទី ១ និងដោះស្រាយបន្ទាន់




ជំហានទី 1

សង្កត់បិទក្រចាប់ទាំងពីរនៅលើម្ជុលចូលប្រើរបស់អ្នក នៅខាងមុខ ចំណុចភ្ជាប់**ពណ៌ក្រហម** និង**ពណ៌ខៀវ**។




ជំហានទី 1

សង្កត់បិទក្រចាប់ទាំងពីរនៅលើម្ជុលចូលប្រើរបស់អ្នក នៅខាងមុខ ចំណុចភ្ជាប់**ពណ៌ក្រហម** និង**ពណ៌ខៀវ**។



ជំហានទី 2

សង្កត់បិទក្រចាប់ទាំងពីរនៅលើបំពង់ក្រាស់ដែលចេញមកពីម៉ាស៊ីន លាងឈាម។



ជំហានទី 2

សង្កត់បិទក្រចាប់ទាំងពីរនៅលើបំពង់ក្រាស់ដែលចេញមកពីម៉ាស៊ីន លាងឈាម។



ជំហានទី 3

បត់ទុយោនៅចន្លោះសំណុំទាំងសងខាងនៃក្រចាប់បិទនៅចំណុចភ្ជាប់**ពណ៌ក្រហម** និង **ពណ៌ខៀវ**។



ជំហានទី 3

បត់ទុយោនៅចន្លោះសំណុំទាំងសងខាងនៃក្រចាប់បិទនៅចំណុចភ្ជាប់**ពណ៌ក្រហម** និង **ពណ៌ខៀវ**។

